

BOMBAS PERISTÁLTICAS DE CABEZALES MÚLTIPLES - CAUDAL VARIABLE

Modelos D25V2i, D25V4i y temporizadas D25VT2i y D25VT4i

- ◆ Control numérico de velocidad independiente para cada cabezal con repetitividad 1%.
- ◆ Control remoto por pedal o relé externo.
- ◆ 4 cabezales disponibles de carga fácil con rotores de 3 o 4 rodillos y motorreductores de distintas velocidades
- ◆ Interruptor ON/OFF individual por cada cabezal con inversor de flujo.
- ◆ Temporizador cíclico digital en los modelos T para programar tiempos repetitivos de bombeo y paro de 0,01 segundos a 99,90 horas lo que hace posible obtener cualquier volumen en cada ciclo.
- ◆ Control de velocidad por señal analógica opcional 0-10 volts. Consultar esta opción

Se fabrican bombas con múltiples cabezales adaptadas a las necesidades del usuario.

CABEZALES



Cabezal CFG1-3r, 1 canal



Cabezal CFG2-3r, 2 canales



Cabezal CFV-4r



Cabezal CF-4r

Los cabezales CFG se abren girando el mando frontal, mientras que los CFV y CF tirando hacia arriba su parte superior, lo cual facilita la extracción o instalación de los tubos peristálticos.

Códigos Bombas. 100... 240V 50/60Hz. Caudales orientativos por canal

Código ▼	Modelo	Cabezales	Temporizador	Caudal ml/min	Motor rpm
1.9733.14	D25V2i	2 x CFG1-3r	No	5,0 a 565	300
1.9733.15	D25V2i	2 x CFG2-3r		0,5 a 175	300
1.9733.40	D25V2i	2 x CF-4r		2,0 a 1100	350
1.9733.13	D25V2i	2 x CFV-4r		0,2 a 30	30
				0,5 a 80	80
				2,0 a 220	240
1.9733.16	D25VT2i	2 x CFG1-3r	Si	5,0 a 565	300
1.9733.17	D25VT2i	2 x CFG2-3r		0,5 a 175	300
1.9733.41	D25VT2i	2 x CF-4r		2,0 a 1100	350
1.9733.04	D25VT2i	2 x CFV-4r		0,2 a 30	30
				0,5 a 80	80
				2,0 a 220	240
1.9734.01	D25V4i	4 x CFG1-3r	No	5,0 a 565	300
1.9734.02	D25V4i	4 x CFG2-3r		0,5 a 175	300
1.9734.08	D25V4i	4 x CFV-4r		0,2 a 30	30
				0,5 a 80	80
				2,0 a 220	240
1.9734.11	D25VT4i	4 x CFG1-3r	Si	5,0 a 565	300
1.9734.12	D25VT4i	4 x CFG2-3r		0,5 a 175	300
1.9734.10	D25VT4i	4 x CFV-4r		0,2 a 30	30
				0,5 a 80	80
				2,0 a 220	240

Dimensiones: con 2 cabezales, 32 x 26 x 14 cm. Peso: 5 Kg. Con 4 cabezales, 26 x 34 x 27cm. Peso: 7 Kg

Distribuidor: