

## AGITADORES DE VARILLA ELECTRÓNICOS

Agitadores de varilla con de motores de corriente continua muy silenciosos sin mantenimiento con protección para sobrecargas y sin pérdida de potencia a bajas revoluciones.

Mueble de reducidas dimensiones, cerrado para la protección contra gases y líquidos.

Fijación a soporte/pie, no incluido, mediante barra posterior extraíble que permite el ajuste en profundidad y altura

Varillas agitadoras intercambiables, de hélices o palas, no incluidas.

La regulación de velocidad en los modelos D-13 y D-14 es mediante un selector de 7 velocidades con cambio de sentido  
Los modelos D-15 y D-15BR tienen regulación continua por módulo externo con cable de conexión retráctil

### AGITADOR Modelo D-15

Para líquidos de viscosidad media / Volumen máximo de agitación: 15 litros

Velocidad: regulación continua de 100 a 3400rpm.

Peso agitador: 1Kg. Peso módulo de regulación: 300g.

Dimensiones: agitador, sin barra: 175 alto x 60mm Ø

Barra posterior: 225mm largo x 12mm Ø incluida

Dimensiones módulo de regulación: 150 x 150 x 70mm

Funcionamiento: 240V 50/60Hz. 100W. **Código 1.8002.00**

### AGITADORES Modelo D-15BR de bajas revoluciones. Regulación continua

Para líquidos de viscosidad media / Volumen máximo de agitación: 15 litros.

De 0-5rpm. **Código 1.8002.15**

De 0-10rpm. **Código 1.8002.14**

De 0-80rpm. **Código 1.8002.13**

De 0-150rpm. **Código 1.8002.12**

De 0-300rpm. **Código 1.8002.10**



D-15 y D-15BR

### AGITADOR Modelo D-14

Para líquidos de viscosidad media

Volumen máximo de agitación: 15 litros

Selector de 7 velocidades, máxima: 3400rpm.

Peso agitador: 1kg

Dimensiones: agitador, sin barra: 175 alto x 60mm Ø.

Barra posterior: 225mm largo x 12mm Ø incluida

Funcionamiento: 240V 50/60Hz. 100W. **Código 1.8001.00**

### AGITADOR Modelo D-13

Selector de 7 velocidades, máxima 4400rpm / Volumen máximo de agitación: 2 litros

Dimensiones: agitador, sin barra: 175 alto x 60mm Ø

Barra posterior: 225mm largo x 12mm Ø incluida

Funcionamiento: 240V 50/60Hz. **Código 1.8000.00**

**Código 1.8000.15** con módulo de regulación continua del agitador D-15



D-13 y D14



Nuez Doble 1.8000.09



Varillas hélice y pala



Pie Soporte 1.8003.06

Código	Artículos
1.8002.00	Agitador de varilla D-15, 100 a 3400rpm. Sin varilla agitadora
1.8002.15	Agitador de varilla D-15BR, 0 a 5rpm. Sin varilla agitadora
1.8002.14	Agitador de varilla D-15BR, 0 a 10rpm. Sin varilla agitadora
1.8002.13	Agitador de varilla D-15BR, 0 a 80rpm. Sin varilla agitadora
1.8002.12	Agitador de varilla D-15BR, 0 a 150rpm. Sin varilla agitadora
1.8002.10	Agitador de varilla D-15BR, 0 a 300rpm. Sin varilla agitadora
1.8001.00	Agitador de varilla D-14, 7 velocidades, máx. 3400rpm. Sin varilla agitadora
1.8002.05	Varilla agitadora pala fija acero inoxidable. 300mm largo x 8mm Ø con 60mm Ø de giro para D-14, D-15 y D-15BR
1.8002.04	Varilla agitadora hélice acero inoxidable 300mm largo x 8mm Ø con 70mm Ø de giro para D-14, D-15 y D-15BR
1.8000.00	Agitador de varilla D-13, 7 velocidades, máx. 4400rpm. Sin varilla agitadora
1.8000.15	Agitador de varilla D-13C, regulación continua, máx. 4400rpm. Sin varilla agitadora
1.8000.01	Varilla agitadora hélice acero inoxidable 200mm x 6mm Ø, con 50mm Ø de giro para D-13
1.8000.07	Varilla agitadora pala fija acero inoxidable 200mm x 6mm Ø con 40mm Ø de giro para D-13
SOPORTES	
1.8003.00	Pie soporte forma A, 260 x 260mm, sin barra ni nuez doble
1.8003.01	Barra acero inoxidable 600 mm largo x 12mm Ø para pie soporte forma A
1.8000.09	Nuez doble para barras hasta 16mm de diámetro.
1.8003.06	Pie soporte completo, base 300x150mm, barra 700mm longitud y nuez doble (1.8000.09)

Distribuidor: