

AGITADORES ORBITALES

Los agitadores orbitales *DINKO* consisten en una plataforma rectangular que gira en su propio plano con amplitud según modelo

Modelo ES-23

Agitador orbital ES-23 admite diferentes bandejas con una capacidad de carga de hasta 10kg en las que se pueden sujetar todo tipo de frascos, matraces, tubos, vasos y hasta 8 placas microtiter. Monta un regulador de velocidad numérico, temporizador cíclico digital y selector del sentido de giro. Se suministra sin bandejas

Velocidad regulable: 0 a 300rpm. Amplitud orbital: 4,8, ó 12mm.
Carga máxima: 10Kg. Plataforma porta-bandejas: 320 x 260 x 120mm
Dimensiones de la base: 340 x 330 x 120mm (ancho x fondo x alto).
Peso: 6Kg. Alimentación: 230V 50/60Hz. Código: ver tabla



ES-23 con Bandeja Universal

Modelo ES-23T



Agitador orbital con cabina termostatzada, puertas transparentes y plataforma interior agitadora. Regulación de velocidad numérica y controlador digital PID de temperatura. Se suministra sin bandejas. Admite los accesorios del agitador orbital ES-23

Velocidad regulable 0-300 rpm, en incrementos de 3 rpm.
Amplitud orbital: 12mm.
Plataforma porta-bandeja: 320 x 260 X 120mm.
Dimensiones de la base: 340 x 330 x 120mm. , ancho x fondo x alto.
Dimensiones de la cabina: interiores 540 x 345 x 450mm.
Carga máxima: 10 Kg
Temperatura máxima: 60°C ± 0,1°C.
Peso: 12Kg.
Alimentación 230V 50/60Hz.
Código 1.8022.00



Detalle interior con la bandeja universal en U y dos rodillos de sujeción deslizables horizontalmente y en dos alturas distintas que permiten acomodar diversos utensilios como frascos, matraces, vasos, etc.

AGITADORES ORBITALES

Modelo ES-20

Agitador orbital de aplicación en bioquímica, pruebas de látex, y en general cuando se requieren largos periodos de agitación. Capaz para una placa microtiter



Velocidad: 100rpm. Amplitud orbital: 18mm. Ø. Plataforma: 130 x 100mm.
Base: 150 x 125 x 75mm (ancho x fondo x alto). Peso: 0, 8Kg
Alimentación: 230V 50Hz.
Código 1.8019.00

Modelo ES-21

Agitador orbital de velocidad regulable capaz para dos placas microtiter.



Velocidad regulable: 0 a 800rpm. Amplitud orbital: 12mm Ø.
Plataforma: 170 x 130mm.
Dimensiones de la base: 150 x 125 x 75mm (ancho x fondo x alto).
Peso: 1,5Kg. Alimentación: 230V 50/60Hz.
Código 1.8020.00

Código	Artículos
1.8019.00	Agitador orbital ES-20
1.8020.00	Agitador orbital ES-21
1.8004.04	Agitador orbital ES-23, amplitud orbital 4mm
1.8004.08	Agitador orbital ES-23, amplitud orbital 8mm
1.8004.12	Agitador orbital ES-23, amplitud orbital 12mm
1.8004.16	Agitador orbital ES-23, amplitud orbital 16mm
1.8004.01	Bandeja de acero inoxidable, superficie antideslizante. Para ES-23 y ES-23T. Medidas: 320x260x10mm. Puede admitir hasta 8 placas microtiter
1.8004.14	Bandeja Universal de acero inoxidable, forma U con 2 rodillos de sujeción ajustables. Para ES-23 y ES-23T. Medidas 320x260x120mm
1.8004.15	Rodillo de sujeción para Bandeja Universal
1.8004.17	Barra soporte para Bandeja U, 16 pinzas de sujeción de 5 a 8 mm
1.8004.18	Barra soporte para Bandeja U, 16 pinzas de sujeción de 8 a 11 mm
1.8004.19	Barra soporte para Bandeja U, 16 pinzas de sujeción de 12 a 14 mm
1.8004.20	Barra soporte para Bandeja U, 16 pinzas de sujeción de 15 a 18 mm
1.8004.21	Barra soporte para Bandeja U, 16 pinzas de sujeción de 20 a 24 mm
1.8022.00	Agitador orbital termostatzado ES-23T

Distribuidor: