

AGITADORES ROTATIVOS

AGITADOR ROTATIVO PARA TUBOS o CÁPSULAS

Modelo D- 01

La agitación se efectúa mediante un disco rotatorio provisto de pinzas de sujeción para tubos o bandeja-gradilla con ángulo de inclinación variable entre 0 y 90°

Los diferentes discos disponibles permiten el uso de tubos de distintas medidas, desde tubos Eppendorf hasta tubos de 24mm de diámetro. Consultar otras opciones

Las bandejas estándar se ofrecen para cápsulas o frascos de diámetro 28 ó 40mm. Consultar otras opciones

Se suministra sin bandeja o disco

Velocidad regulable 0-15rpm 230V 50/60Hz.



Código	Artículos
1.8007.00	Agitador rotativo D-01
1.8016.00	Bandeja para 18 cápsulas hasta 28mm Ø
1.8017.00	Bandeja para 8 cápsulas hasta 40mm Ø
1.8016.01	Bandeja mixta (a indicar)
1.8008.01	Disco para 16 tubos Eppendorf
1.8008.00	Disco para 16 tubos de Ø 12/14mm
1.8009.00	Disco para 16 tubos de Ø 15/18mm
1.8010.00	Disco para 16 tubos de Ø 20/24mm

Distribuidor