

## BAÑO REFRIGERADOR

### REFRIGERADOR PELTIER DE RECIRCULACIÓN, FRIO - CALOR Modelo D-40

- ◆ Refrigerador-calefactor controlado enteramente por microprocesador
- ◆ Construido en acero inoxidable
- ◆ Control de temperatura PID de lectura digital
- ◆ Rango: 2,5°C a +60°C
- ◆ Con bomba peristáltica de recirculación regulable para termostatar dispositivos externos
- ◆ Refrigeración electrónica PELTIER
- ◆ Panel de membrana estanco
- ◆ Depósito de acero inoxidable extraíble para limpieza

Suministrado con tapa y tubos



#### Especificaciones

Parámetros	Características	Parámetros	Características
Rango de temperatura	2,5°C a +60°C	Potencia nominal	300W (230V) / 600W (110V)
Fluctuación de temperatura	± 0,1°C	Resistencia	Cartucho
Potencia calefactora	100W	Caudal de recirculación	de 4 a 20L/hora
Capacidad refrigeración	180W	Capacidad depósito	1 L / 100 x150mm Øx alto
Refrigerante	H <sub>2</sub> O	Dimensiones totales	27x34x29cm ancho x fondo x alto
Tiempo de calentamiento	<30 min. de 20°C a 60°C	Alimentación/ Peso	110-230V 50/60Hz / 9,5Kg
Tiempo de enfriamiento	<100 min. de 20°C a 5°C	Código	1.8200.00*

Distribuidor