

BAÑOS DE ARENA REDONDOS

- ◆ Temperaturas hasta 400°C.
- ◆ Las cubetas del baño de acero indeformable, son extraíbles con su propia base, facilitando una limpieza cómoda en caso de derrames
- ◆ Con escudos de acero inoxidable, ventilación forzada y rejillas que evitan el calentamiento de la base
- ◆ Provisos de interruptor luminoso, mando regulador de temperatura y luz piloto indicadora de funcionamiento
- ◆ La superficie de calefacción es de acero indeformable con resistencias embutidas de gran duración y rápido calentamiento
- ◆ La regulación de temperatura se efectúa mediante termostato o por controlador digital tipo PID con la sonda Pt100 exterior con 1 metro de cable para la toma de temperatura directamente en la sustancia u objeto calentado.



En este caso se incluye pinza para sonda y barra soporte.

Código	Cubeta cm.	Sonda de temperatura	°C *	Precisión	Control	Peso Kg	Wats	D. Total cm.
1.8079.00	20 Ø x 6 altura	Bulbo	400	± 2	Termostato	7	1200	24x29x19
1.8079.10	20 Ø x 6 altura	Pt100 Externa	300	± 0,5	PID Digital	7,5	1200	24x29x19

* Temperatura sobre placa / Funcionamiento 240V 50/60Hz.

Distribuidor: