

**BALANZA DE PRECISIÓN
MODELO 600D**



- ◆ Balanza mono plato de lectura digital, con pantalla LCD de gran visibilidad retro iluminada.
- ◆ Utilización sencilla
- ◆ De gran robustez con carcasa ABS y teclado de membrana hermético antihumedad
- ◆ Auto calibración externa con lecturas rápidas y precisas
- ◆ Tres unidades de medida: gramos, libras y onzas con selección por tecla de membrana
- ◆ Función cuenta-piezas
- ◆ Provista de tecla de tara continua, que deduce el peso existente sobre el platillo en las siguientes pesadas
- ◆ Aviso batería baja
- ◆ Alimentación mediante adaptador a red de 230V 50Hz o alimentación mediante 4 pilas tipo R6
- ◆ Pies de goma antideslizantes
- ◆ Auto desconexión a los 2 minutos sin uso.
- ◆ Temperatura de trabajo: de +15°C a +30°C. Humedad máxima de uso, 95% HR

Código ▼	Parámetros	Datos
8.9812.02	Campo de pesada	600g
	Campo de tara	600g
	Reproducibilidad	0,1 g
	Platillo cuadrado, metálico, intercambiable	155 x 155mm
	Dimensiones ancho x fondo x alto mm.	170 x 250 x 60
	Peso	626 g

Distribuido: