

BANDEJA PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS EN EL MÉTODO DE DIGESTIÓN COLECTIVA PARA LA EXTRACCIÓN Y DETERMINACIÓN DE TRIQUINA



Recomendada en el método oficial publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Europea de Diciembre 2005

- Fabricada en acero inoxidable provista de gradilla con 50 compartimentos, extraíble para limpieza.
- Con asas retráctiles para facilitar su traslado y almacenamiento.
- Construida según normativa Gastro-Norm EN-631 con número de registro 4874/72 de Brithis Standard.

Medidas: 50 x 30 x 4 cm.

Código para pedidos: 1.9808.50

Distribuidor: