

BOMBA PERISTÁLTICA INDUSTRIAL DE GRAN CAUDAL



Modelo 353Y- 12L / min.

Bomba robusta y potente con un eficaz y simple diseño con rotor en acero inoxidable de 3 rodillos para trabajos intensos continuos o intermitentes.

Comportamiento excelente en el bombeo de líquidos viscosos con caudal regulable de hasta 12 litros/min.

ESPECIFICACIONES

Cabezal peristáltico: carga de tubo fácil con rotor 3 rodillos

Rango de velocidad: 30 - 600rpm.

Resolución: 1rpm

Presión de salida: 2 bar

Panel de mando: membrana (ON-Pausa), (Flujo inverso),(Flujo máximo) + Interruptor codificado+Mando rpm

Funciones: Control manual, automático, temporización, dosificación, control remoto

Modos de control remoto: 0 →5V, 0 →10V, 4 →20mA, protocolo de comunicación ModBus

Display: LCD

Alimentación: AC100 →240V, 50/60Hz, 3,0A

Potencia: 200W

Condiciones ambientales: Temperatura, 0→60°C; Humedad, < 85%RH

Motor: motorreductor sin escobillas DC

Vida del motor: 6000 →20.000horas

Tubo: Ø interior 9,6mm (73); Ø interior 12,7mm (82). Espesor de pared 3,2mm.

Dimensiones: 240mm L x 160mm An x 323mm Al

Peso: 8kg

Protección: IP31

Código ▼	Artículos
1.9754.00	Bomba Peristáltica regulable Mod. 353Y, 600rpm, 230V 50-60Hz
1.8769.96	Tubo Silicona Ø interior 9,6mm, pared 3,2mm - (73)
1.8769.12	Tubo Silicona Ø interior 12,7mm, pared 3,2 mm - (82)
1.8803.96	Tubo PHARMA Ø interior 9,6mm, pared 3,2mm - (73)
1.8803.127	Tubo PHARMA Ø interior 12,7mm, pared 3,2mm - (82)

Distribuidor: