

BOMBAS PERISTÁLTICAS DOSIFICADORAS

Modelo D- 20FMB



Bomba peristáltica de caudal fijo de gran resistencia con cuerpo de polipropileno PP y panel frontal de policarbonato semitransparente para protección del usuario que permite visualizar el funcionamiento del cabezal dotado de 2 rodillos en plástico Delrin de larga duración.

Se suministra con tubo de cabezal, y conectores. Conforme normativa CEE.

Caudal	1,5 o 3 o 4 o 6 L / hora
Presión	1 Bar
Tubo	Santopreno
Wat	35
Alimentación	230V 50/60Hz
Medidas	80x85x100mm
Peso	0,5Kg

Artículos y accesorios Bombas D-20FMB

Código ▼	Descripción
1.9705.00	Bomba Peristáltica 1,5 l/h 1 bar, 230V 50/60 Hz
1.9705.03	Bomba Peristáltica 3 l/h 1 bar, 230V 50/60 Hz
1.9705.04	Bomba Peristáltica 4 l/h 1 bar, 230V 50/60 Hz
1.9705.06	Bomba Peristáltica 6 l/h 1 bar, 230V 50/60 Hz
1.9701.05	Kit de recambios, 0,5m tubo peristáltico y 2 conectores

Bajo demanda alimentación a 24V DC

Distribuidor: