

DIGESTIÓN



EXTRACTOR PARA ANÁLISIS DE CARNES Modelos D-75A y D-75B

Dispositivo diseñado para reproducir el principio de la digestión artificial de carnes usando enzimas proteolíticos en medio de pH controlado con el fin de someter a análisis los residuos no digeridos

Este dispositivo permite la realización del método oficial para la extracción e identificación de triquinas publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea de 11 de Agosto 2015, Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1375 de la Comisión del 10 de Agosto del 2015

Se presenta en mueble-stand teflonado conteniendo varios dispositivos que controlan el proceso de digestión según el método seleccionado

Dispositivos incluidos:

- Agitador magnético con calefacción, velocidad regulable máxima 1800 r.p.m., con placa calefactora de 140mm de Ø, temperatura regulable PID hasta 99,9°C, con sonda Pt100 provista de funda antiácido, precisión $\pm 0,5^\circ\text{C}$, y varilla magnética de samario teflonada de gran poder de agitación.
 - Bomba dispensadora automática de reactivo con depósito, provista de conductos en Viton® (sólo Modelo D-75A) y selector / iniciador para la dosificación automática de reactivo, 50 ò 100 muestras.
Ajustado en fábrica con re-calibración de usuario.
 - Cubeta acrílica 180x40 mm de recogida final de la muestra, con el fondo dividido en cuadrados para facilitar el examen mediante proyectores.
 - Dispositivo de recogida de la digestión constituido por depósito decantador con tamiz filtrante y tubo graduado de recogida previa con llaves-teflón
 - Soporte integrado en material anti-choque para los depósitos de cristal con abertura frontal para facilitar su extracción
 - Vaso contenedor 3L para las muestras a digerir.
- Se incluye un frasco de reactivo de 1L para ajuste de pH, 5 dosis de 10 gramos de enzima y probeta graduada

Dimensiones totales: 400 x 300 x 600mm. (ancho x fondo x alto)

Funcionamiento: 230V 50/60Hz.Amp. 2. Peso: 12Kg

DIGESTIÓN



EXTRACTOR, equipo para análisis de carnes. Modelo D-75C

Para digestión de carnes según el método oficial para la extracción de triquinas. Incluye un agitador magnético con regulación de velocidad y temperatura PID, precisión de $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$, indicador digital de temperatura, sonda Pt100 antiácido con soporte, barra con soporte-pie, aros y pinzas, depósito decantador, tamiz filtrante, depósito graduado de recogida, vaso contenedor de muestras, cubeta acrílica de 180x40 para recogida final, 1L de reactivo, cinco dosis de 10 gramos de pepsina, probeta y jeringa dosificadora.

BANDEJA

Bandeja para la recolección de muestras con gradilla extraíble de 50 departamentos para facilitar el traslado y almacenamiento.

Construida en acero inoxidable según norma Gastro- Norm EN-631.

Recomendada para asegurar la separación de las muestras.



Artículos y accesorios

Código	Artículos
1.9808.00	Extractor D-75A, completo según descripción con bomba dosificadora
1.9807.00	Extractor D-75B, completo con jeringa dosificadora
1.9806.00	Extractor D-75C, completo con jeringa dosificadora
1.9812.02	Balanza digital. Capacidad 600 gr. Precisión 0,1 gramos. Tara
1.9808.50	Bandeja de acero inoxidable para 50 muestras
1.9808.16	Cubeta recogida 180x40mm metacrilato, fondo reticulado
1.9808.14	Depósito decantador 2 L, llave teflón
1.9808.15	Depósito recogida, tubo graduado 40 ml, llave teflón
8.0019.00	Estéreo-microscopio binocular 40-80 aumentos, con iluminación. Ver sección
2.7040.01	Formol, 1 L
1.9898.19	Imán samario teflonado
1.9808.47	Pepsina NF 1:10000, 10 x 10 gramos
1.9808.17	Pepsina NF 1:10000, 50 x 10 gramos
1.9808.31	Pepsina NF 1:10000, 1Kg
8.9816.00	Picadora de carne Braun
1.9808.40	Reactivo 1 L. (Ácido Clorhídrico 25%)
1.9808.13	Tamiz filtrante acero inoxidable 100mm Ø 180 mesh
1.9808.12	Vaso contenedor muestra 3L
1.9808.23	Vaso contenedor muestra 2L
1.9810.00	Triquinoscopio Modelo TriquiVisor Autoamat XY- HD, con pantalla LED 24" y cubeta
1.9810.30	Triquinoscopio Modelo TriquiVisor Autoamat XY- HD, para PC, sin PC, con cubeta
1.9810.23	Pantalla 24" LED para TriquiVisor
1.9810.22	Cubeta recogida 180x40mm metacrilato para TriquiVisor
8.9749.00	Ordenador PC con pantalla 24" LED para TriquiVisor

Distribuidor: