

GIRAPLACAS

MODELO D-10

Aparato provisto de una plataforma circular que puede girar desde muy lento hasta 6 vueltas por segundo

En el panel frontal se puede encontrar el mando de regulación de velocidad, luz piloto de funcionamiento y el interruptor general luminoso



La plataforma posee varias hendiduras circulares que facilitan la instalación de placas Petri de distintos tamaños.

Acepta placas Petri de los diámetros siguientes: 55, 90, 100 y 140mm

El giro proporcionado a las placas Petri facilita el sembrado uniforme de microorganismos, al dosificar la placa en rotación.

El gira placas está provisto, en su parte posterior, de una conexión para el uso de un pedal o interruptor de pie para detener el giro o iniciarlo sin necesidad de utilizar las manos para pulsar el interruptor general del panel

Velocidad: 0- 360rpm

Dimensiones generales: 160 x 200 x 120mm

Dimensiones de la plataforma giratoria: 150mm de diámetro

Peso: 1.5kg.

Funcionamiento: 230V 50/60Hz. 0.3Amp

Código	Artículos
1.8018.00	Gira placas
1.9740.00	Pedal, interruptor de pie

Distribuidor: