

KITS PARA AGUAS, FOTOMÉTRICOS

Análisis rápido y sencillo de aguas, con los Fotómetros *DINKO*. Presentados en tabletas, para 50 o 250 test, con blister de aluminio para facilitar el uso, la estabilidad y exacta dosificación

El test se realiza añadiendo tabletas a la muestra de agua. Se incluyen tablas de calibración para el Fotómetro D-101. Los Fotómetros D-100 y D-105 tienen en memoria las curvas de calibración de los kits

Los kits en tubo de 16mm, incorporan los reactivos. Sólo hay que añadir la muestra. Es el caso de Amonio Nessler, DQO, Fósforo Total, Nitrato, Nitrógeno Total. Para incubación de los tubos ver los Calefactores *DINKO* D-65 ó D-64D

Nombre	ppm	nm	50T	250T	Nombre	ppm	nm	50T	250T
Ácido Cianúrico	0-200	520	9410	9465	Fósforo Total P	0-12	620	9007+	
Alcalinidad M	0-500	580	9404	9467	Hidracina	0-0,5	420	9435(2)	9484(3)
Alcalinidad P	0-500	520	9405	9468	Hidrógeno Peróxido	0-2,0	520	9436	9485
Alcalinidad T	0-500	580	9403	9466	Hidrógeno Peróxido	0-100	490	9437	9452
Aluminio	0-0,5	580	9401	9469	Hierro	0-5,0	520	9443	9500
Amonio (N)	0-1,0	620	9408	9470	Hierro	0-10	580	9438	9486
Amonio(N) Nessler	0-15	420	9002+		Magnesio	0-100	520	9440	9487
Boro	0-2,5	420	9407	9471*	Manganeso	0-0,03	620	9441	9488
Bromo	0-10,0	520	9409	9472	Manganeso	0-5	550	9447	9503
Calcio, Dureza	0-500	580	9406	9473	Molibdato	0-20	420	9442	9489
Cinc	0-4,0	620	9411	9499	Molibdato	0-100	420	9446	9480
Cloro Dióxido	0-5,0	520	9415	9451	Níquel	0-10	520	9448	9490*
Cloro DPD -T y C	0-5,0	520	9412	9474	Nitrato (N)	0-20	580	9450	9491*
Cloro DPD(libre)	0-5,0	520	9412.01	9474.01	Nitrato	0-150	420	9010+	
Cloro	0-250	490	9413	9483	Nitrito(N)	0-0,5	520	9454	9492
Cloruro	0-50000	520	9419	9475	Nitrito(Nitrato Sódico)	0-1500	490	9455	9501
Cobre, I+Combinado	0-5,0	520	9422	9476	Nitrógeno Total N (1)	0-30	420	9012+	
Color	10-500PtCo	420	9423		Organofosfonato	0-20	620	9414	9502
Cromo (VI)	0-1,0	520	9428	9477	Ozono	0-2,0	520	9445	9449
Cromo (III)	0-1,0	520	9427	9478	Ph	6,8-8,4	520	9417	9504
DEHA	0-500ppb	550	9439	9505	PHMB	0-100	620	9420	9463
DQO (25 test)	10-150	440	9429+		Potasio	0-12	520	9456	9494
DQO (25 test)	100-2000	580	9430+		Sílice	0-4,0	620	9457	9495*
DQO (25 test)	1000-20000	580	9431+		Sílice	0-150	420	9421	9453*
Dureza Total	0-500	580	9434	9479	Sulfato	0-200	520	9458	9496
Fenol	0-5,0	520	9418	9464*	Sulfito	0-500	580	9459	9497
Fluoruro	0-1,5	580	9433	9481*	Sulfuro	0-0,5	620	9460	9498*
Fosfato	0-4,0	620	9432	9482*	Tensoactivos aniónic.	0,00-4	620	9371	
Fosfato	0-100	490	9426	9462	Turbidez NTU	5-400	520	9444	

*200Test. + 25 test en tubo. (1) Necesita el kit Nitrato 9010. (2) 30 test. (3) 150 test.

El Fotoanalizador D-105 utiliza los filtros 415, 450, 578 y 630 en lugar de 420, 440, 580 y 620.

Patrones Fotométricos, con certificado de análisis. Complementos


Código	Artículos
2.9982.01	Amonio, patrón 15ppm N, 60ml
2.4708.00	Bromo, patrón, solución concentrada 7,99 g
1.9984.00	Catiónico, patrón, 1000ppm, 100ml(Al-Ca-Cu-Cr-Fe-Mg-Mn-Ni-K-Zn...) indicar metal
2.4684.00	Cloruro, patrón, solución concentrada 3,545 g Cl ⁻
1.9983.00	Color, patrón 500 uds. Hazen-APHA, Pt / Co, 60ml
1.9971.00	DQO, patrón 50ppm, 60ml.
1.9972.00	DQO, patrón 100ppm, 60ml.
1.9974.00	DQO, patrón 500ppm, 60ml.
1.9977.00	DQO, patrón 1500ppm, 60ml.
1.9978.00	DQO, patrón 5000ppm, 60ml.
1.9980.00	DQO, patrón 15000ppm, 60ml.
8.0011.13	Fosfato, patrón 200ppm, 100ml
1.9982.09	Nitrato, patrón 2ppm N, 60ml
1.9982.07	Nitrato, patrón 30ppm N, 60ml
1.9982.08	Nitrato, patrón 75ppm N, 60ml
1.9982.10	Nitrito, patrón 0,5ppm N, 60ml.
2.6939.01	Silicio, patrón 1000ppm, 100ml
2.9982.15	Sulfato, patrón 200ppm SO ₄ , 60ml
1.9371.03	Tensoactivos aniónicos, patrón 4ppm, 60ml
1.9779.00	Turbidez, patrón Formazina, 4000NTU, 125ml
1.9424.00	Reactivo acondicionador para amonio (kit 9408) en agua salobre
1.9371.01	Reactivo disolvente para kit tensoactivos, 50 test.
1.9427.01	Reactivo polvo para Cromo III, 50 tests

KITS PARA AGUAS. VISUALES

CLORO, KIT. Método DPD

El test DPD es un método para medir Cloro libre, Combinado o Total
Rango: 0 a 2,0mg / L, Cl.


La intensidad del color se mide con un comparador con graduaciones 0,1 – 0,2 – 0,4 – 0,7 – 1,0 – 1,2 – 1,5 y 2,0ppm provisto de las soluciones standard reales en cada valor. Incluidos reactivos para 110 ensayos



Cloro

COLOR APHA – HAZEN - Co/Pt

Test de Color sin necesidad de reactivos usando un comparador "SLIDE"
Escala: 0-5-10-20-30-40-50-60-70 unidades APHA = HAZEN (Pt/Co)



APHA

DUREZA TOTAL, CÁLCICA Y MAGNÉSICA

Test visual de gotas. Método químico: valoración EDTA



Dureza

Código	Artículos
8.0012.00	Cloro DPD, libre, combinado y total, comparador visual
8.0012.01	Reactivo DPD 1, recambio para Cloro libre
8.0012.02	Reactivo DPD 2, recambio para Cloro libre
8.0012.03	Reactivo DPD 3, recambio para Cloro total
8.0012.07	Color APHA, Co/Pt, Hazen. Escala 0-5-10-20-30-40-50-60-70 uds, Hazen
8.0012.08	Comparador visual "SLIDE". No se necesitan reactivos
8.0012.08	Dureza Total, Cálcica y Magnésica, test de gotas, 1440 gotas. 1 gota=10 ppm CaCO ₃
8.0012.34	Hierro. Escala 0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,5-2,0ppm Fe. 44 test



Hierro

TIRAS REACTIVAS

Papeles impregnados para determinación semi-cuantitativa de iones

Código	Artículos
8.0012.41	Amonio. Escala 0-0,25-0,50-1,0-3,0/6,0 mg/L (ppm), 25 tiras
8.0012.09	Cloro. Escala 10-50-100-200 ppm, 200 tiras
8.0012.23	Dureza: 0 a 1000 ppm. Alcalinidad Total: 0-240 ppm. pH: 6,2-8,4. Bromo Total: 0-20 ppm, 50 tiras
8.0012.21	Nitratos / Nitritos 0 a 50 ppm NO ₃ y 0 a 3 ppm NO ₂ , 25 tiras
8.0012.15	Peróxidos. Escala 0-90ppm, 25 tiras
8.0012.22	Salinidad 2000,3000,4000,4500,5000,6000 ppm NaCl, 10 tiras



Distribuidor: