

TRITURADORES - HOMOGENEIZADORES

TRITURADOR Modelo CB15

Gran capacidad, 4 litros, potencia y velocidad. Motor 3,75 HP
 Tritura, emulsiona, mezcla, pulveriza, homogeneiza, o desintegra en segundos
 Vaso contenedor con cuchillas, de acero inoxidable, independiente de la base - motor
 Adaptador AD1 para utilizar contenedores de 1 L y mini contenedores, en opción.
 Con 3 velocidades o regulación continua de velocidad, modelo CB15VE y CB15VEX
 Altura total: 56,5cm. Peso: 15,4Kg. Alimentación 240V 50Hz. 2250W

Velocidad alta 20.000 rpm en vacío, 15.500 rpm con 2 L de agua, 14.000 rpm con 4 L
 Velocidad media 18.300 rpm en vacío, 14.400 rpm con 2 L de agua, 13.200 rpm con 4 L
 Velocidad baja 15.500 rpm en vacío, 12.500 rpm con 2 L de agua, 11.500 rpm con 4 L



| Código | Artículos |
|------------|---|
| 10.9797.00 | Triturador CB15E, 4L con tapa , tres velocidades |
| 10.9798.05 | Triturador CB15TE, 4 L con tapa, tres velocidades y temporizador 3 min. |
| 10.9798.00 | Triturador CB15VE, 4 L con tapa, velocidad regulable analógica |
| 10.9798.06 | Triturador CB15VEX, 4L con tapa, velocidad regulable con lector digital |
| 10.9799.00 | Adaptador AD1 para usar vasos de 1 L ó 1,25 L y mini contenedores MC |



TRITURADOR Modelo 8010

Alta potencia, 400W
 Con dos velocidades, 22.000 y 18.500 rpm.
 Vaso de 1 L en acero inoxidable ó de cristal autoclavable de 1,25 L con tapa vinílica de 2 piezas.
 Vasos con tapa a rosca con juntas, todo en acero inoxidable, en opción.
 Cuchillas integradas en el vaso contenedor independiente de la base - motor
 Mini contenedores en opción
 Temporizador: 1...180 segundos
 Dimensiones: 38 / 40,5 cm /Peso: 4,3 / 5,2 Kg
 Alimentación 240V 50/60 Hz

Base triturador



Vasos 1 L acero inoxidable y cristal 1,25 L



Mini contenedores MC1, MC2 y MC3



Vaso 360ml



Vaso 1L



Vaso hermético 1L



Juego eje/cuchillas



Juego herramientas

| Código | Artículos |
|------------|--|
| 10.9794.00 | Triturador 8010ES.Vaso de acero inoxidable 1 L. Dos velocidades. Tapa vinílica de dos piezas |
| 10.9795.00 | Triturador 8010EG.Vaso de cristal 1,25 L. Dos velocidades. Tapa vinílica de dos piezas |
| 10.9794.17 | Triturador, solo la base motor |
| 10.9794.01 | Vaso recambio, acero inoxidable 1 L. Tapa vinílica de dos piezas |
| 10.9795.01 | Vaso recambio, cristal 1,25 L. Tapa vinílica de dos piezas |
| 10.9807.00 | Vaso recambio de 1L, (75-500ml) tapa rosca con juntas. Todo en acero inoxidable |
| 10.9794.16 | Vaso 1 L recambio, acero inoxidable, tapa hermética tornillo y entrada muestras |
| 10.9800.00 | Mini contenedor MC1, acero inoxidable, 12-37 ml. Tapa de silicona |
| 10.9801.00 | Mini contenedor MC2, acero inoxidable, 37-110 ml. Tapa de silicona |
| 10.9802.00 | Mini contenedor MC3, acero inoxidable, 50-250 ml. Tapa de silicona |
| 10.9806.00 | Vaso semimicro 360 ml (25 -250 ml) tapa rosca y juntas. Todo en acero inoxidable. |
| 10.9794.10 | Cuchillas para vaso 1L y 1,25L del modelo 8010 |
| 10.9800.01 | Cuchillas para MC1 |
| 10.9801.01 | Cuchillas para MC2 |
| 10.9802.01 | Cuchillas para MC3 |
| 10.9794.02 | Juego eje / cuchillas / junta PTFE |
| 10.9794.18 | Juego herramientas cambio cuchillas |

Distribuidor: